

検温×消毒を備えたデジタルサイネージ。

DS215-C

DS215



意匠登録出願中

PL保険対応

■商品及び表示等の色はカタログと多少異なる場合がありますので、ご了承ください。 ■本カタログの画像はハメ込み合成です。  
■本商品をご購入の際は、別途消費税が不可されますので、ご承知をお願いします。また、本カタログの内容及び仕様の一部を予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

## 1 機能




※検温機能は [DS215-C] に搭載されています



## 2 検温機能

■測定範囲

20cm 80cm



サイネージの右側についているセンサーが20～80cmの範囲の表面温度を測定します。

■測定の流れ



通常はメモリ内の映像が流れ続けます



人が近付くと「センサー」が感知して「カメラモード」に切り替わります

※マスクをつけたままで検温できます



体温を測定後、「正常な体温」もしくは「異常な体温」が表示されます。



## 3 スペック

DS215-C

液晶サイズ	21.5インチ
表示サイズ	476.64 (H)×268.11 (V) mm
解像度	1920×1080
輝度	250cd/㎡
本体重量	39kg
全体サイズ	幅 380×高 1814.5×176.2 mm
AC 電圧	100-240v
音声出力	バイノーラルステレオ
ビデオフォーマット	MPEG2、AVI、MP4、WMV
静止画フォーマット	JPEG、PNG
容量	1000-1200ml
出液	霧状
カメラ センサーサイズ	1/2.7"
カメラ 最大解像度	1920×1080
温度 測定方法	複数ポイント式
温度 測定距離	20～80cm

DS215

液晶サイズ	21.5インチ
表示サイズ	476.64 (H)×268.11 (V) mm
解像度	1920×1080
輝度	250cd/㎡
本体重量	39kg
全体サイズ	幅 380×高 1814.5×176.2 mm
AC 電圧	100-240v
音声出力	バイノーラルステレオ
ビデオフォーマット	MPEG2、AVI、MP4、WMV
静止画フォーマット	JPEG、PNG
容量	1000-1200ml
出液	霧状

■DS-215Cの検温カメラについて

測定は高速赤外線式です。画面の白線枠内の額付近に赤外線を照射し、皮膚の表面温度を測定します。

※外気温の影響を受けやすく、実際の体温とは数字が異なる場合があります。 ※当機の赤外線検温数値は医療用には使えません。

株式会社 HY-システム [www.hy-system.co.jp](http://www.hy-system.co.jp)

販売拠点  
全国主要都市

京都本社：〒613-0036 京都府久世郡久御山町田井西荒見 90-2 ☎0774-46-4500 fax 0774-46-4300  
大阪支社：〒590-0946 大阪府堺市堺区熊野町東4丁2-10 ☎072-225-4001 fax 072-225-4002  
東京営業所：〒110-0015 東京都台東区東上野1-13-8 東亜ビル1F ☎03-5826-4714 fax 03-5826-4715